

BelCARDIO

RAPID TEST FOR MYOCARDIAL INFARCTION

Hat mein Patient einen akuten Myokardinfarkt?

Taglich in der Praxis: Herzinfarkt oder Bagatelle?

Sie als Mediziner oder medizinische Fachkraft mussen schnell entscheiden und zweifelsfrei Diagnose stellen. Sie wissen, nur ca. 20% aller Patientenfalle mit Thorax Schmerzen o.a. sind Myokardinfarkte.

Sie wollen den Patienten schnellstmoglich optimal versorgt wissen und verhindern, dass beim akuten Myokardinfarkt jede Minute Zeit dem Patienten die Chance gibt, die Entstehung von Nekrosen am Herzen zu minimieren oder vielleicht zu verhindern. Mit BelCARDIO bestimmen Sie sofort, ob eine Einweisung in eine kardiologische Klinik notwendig ist oder ob andere Ursachen fur die Thorax Schmerzen verantwortlich sein konnten. Eine schnelle Entscheidung hilft dem Patienten und stellt eine Entlastung in Ihrer taglichen Arbeit dar.




Fehldiagnosen lassen sich vermeiden!

Troponin I

Wenn Herzmuskeln geschadigt werden, z.B. durch einen Infarkt, wird kardiales Troponin I ins Blut freigesetzt. Der Anstieg im Blutserum ist ab ungefahr funf Stunden nach Infarktbeginn nachweisbar, erreicht nach etwa 20 Stunden das Maximum und normalisiert sich nach ein bis zwei Wochen wieder.



hFABP



Heart-type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP) ist ein sensibler Biomarker, der ungefahr 30 Minuten nach einer Myokardischamie im Blut nachgewiesen werden kann.



Mit unserem Schnelltest Gewissheit haben

Wir haben einen Schnelltest entwickelt, mit dem sich herzspezifisches FABP schnell nachweisen lasst. Bereits 10 Minuten nach Anwendung des Tests haben Sie die Gewissheit, ob Ihr Patient vor kurzer Zeit einen Infarkt hatte oder ob eine andere Indikation vorliegt.

Result / Resultat / نتيجه

hMBP positive

cTnI positive

VALID

NOT VALID

Test done by: _____

Test effected per: _____

Date: _____

BelCARDIO


RAPID TEST FOR MYOCARDIAL INFARCTION

hFABP und Troponin I mit demselben Test ermitteln

Das nebenstehende Diagramm zeigt den ungefähren zeitlichen Verlauf der Ausschüttung von hFABP und Troponin I.

Weil hFABP wesentlich früher als Troponin I im Blut nachgewiesen werden kann, ist eine rechtzeitige Behandlung möglich und die Gefahr von Nekrosen weitgehend gebannt.

Der Schnelltest BelCARDIO kann sowohl hFABP wie auch Troponin I im Blut nachweisen.



Testergebnisse

Phase	hFABP	Troponin I	Bedeutung
I	✓		Ein positiver hFABP Wert allein deutet auf einen Infarkt innerhalb der letzten 8 Stunden nach Symptombeginn hin.
II	✓	✓	Sind hFABP und Troponin I positiv, ist ein Infarkt potentiell innerhalb der letzten 8 bis 24 Stunden aufgetreten.
III		✓	Ist nur Troponin I positiv, lag mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Infarkt innerhalb der letzten 24 Stunden bis 8 Tagen vor.

Die Anwendung des Schnelltests

Die Anwendung erfolgt durch medizinisches Fachpersonal. Der Einsatz kann in der Klinik, in der Arztpraxis aber auch im Einsatz bei Rettungskräften erfolgen.

Einfache Handhabung



2 hängende Tropfen Vollblut (ca. 80 µL) aus der Fingerbeere in das Zentrum des Auftragefeldes fallenlassen. Falls Sie Serum oder Plasma zur Verfügung haben, reicht 1 Tropfen (ca. 40 µL).



1 Tropfen Puffer hinzufügen.

In ca. 15 Sekunden können Sie die Chromatographie beobachten. Es bildet sich eine rot-rosa Farbfront aus, die sich über die Membran bewegt.



Lesen Sie das Ergebnis **exakt 10 Minuten** nach dem Aufgeben der Probe ab.

Auf keinen Fall sollen Ergebnisse nach Ablauf von 15 Minuten abgelesen werden, weil es sonst zu falsch-positiven Ergebnissen führen kann.